

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Pd-L2/Cd273/B7-Dc Para Citometria De Fluxo - Q9Wul5

Número do item: CM0004794



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PD-L2 (CD273/B7-DC) de camundongo conjugado com para citometria de fluxo. Valide a expressão de PD-L2 em pesquisa de tolerância imunológica e câncer. Específico para amostras de camundongo. - Q9WUL5

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo PD-L2/CD273/B7-DC
Observações/Apelido	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	80380
ID do Gene	58205
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-123 do PD-L2/CD273/B7-DC de camundongo (NP_067371.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9WUL5
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de Gelo