

Mab Coelho Anti-Rank/Cd265 De Camundongo Para Fc - 035305

Número do item: CM0004187



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a RANK/CD265 de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para estudos de osteoclastogênese e interação de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-RANK/CD265 de camundongo
Observações/Alias	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8792
GeneID	21934
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-213 de RANK/CD265 de camundongo (NP_033425.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O35305
Peso Proteico	67kDa
Envio	Bolsa de gelo