

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rato Rank/Cd265 Para Citometria De Fluxo - O35305

Número do item: CM0004422



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra RANK/CD265 (TNFRSF11A) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para o estudo da diferenciação de osteoclastos e interações entre células T e células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Rato RANK/CD265
Observações/Apelidos	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8792
GeneID	21934
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-213 de RANK/CD265 de camundongo (NP_033425.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O35305
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Bolsa de gelo