


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rato S100A9 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P31725

Número do item: CM0008501



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a S100A9 de rato (Calgranulina-B/MRP14) para citometria de fluxo intracelular. Validado para rato. S100A9 atua na resposta inflamatória e na regulação imunológica. 13 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Rato S100A9
Observações/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	6280
GeneID	20202
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 de S100a9 de rato (NP_033140.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intracelular)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P31725
Peso Proteico	13kDa
Envio	Bolsa de gelo