


Coelho Anti-Mouse S100A9 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P31725

Número do item: CM0005901



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra S100A9 de camundongo (MRP14, calgranulina-B, p14). Projetado para citometria de fluxo intracelular, permitindo a detecção do complexo calprotectina em leucócitos. Adequado para pesquisas sobre inflamação, imunologia e antimicrobianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse S100A9 mAb
Observações/Apelido	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	6280
ID do Gene	20202
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 do S100a9 de camundongo (NP_033140.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31725
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco com gelo