

Coelho Anti-Mouse T-Bet/Tbx21 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo Intracelular - Q9Jkd8

Número do item: CM0008968



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o T-bet/Tbx21 de camundongo, um fator de transcrição da linhagem Th1. Validado para citometria de fluxo intracelular, permite a detecção específica de T-bet em células T de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse T-bet/Tbx21 mAb
Observações/Apelido	TBT1; Tbet; Tblym
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	30009
GeneID	57765
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 321-530 do T-bet/Tbx21 de camundongo (NP_062380.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9JKD8
Peso da Proteína	58 kDa
Envio	Saco com gelo