

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Vcam-1/Cd106 Para Fc - P29533

Número do item: CM0006129

introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Camundongo VCAM-1/CD106 validado para citometria de fluxo (FC) em amostras de camundongo. Permite investigação de adesão leucocitária e inflamação vascular. UniProt: P29533.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo VCAM-1/CD106
Observações/Apelido	CD106; Vcam-1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	7412
GeneID	22329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-310 do VCAM-1/CD106 de camundongo (NP_035823.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P29533
Peso Proteico	38kDa/81kDa
Transporte	Saco de gelo