

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Vcam-1/Cd106 Para Fc - P29533

Número do item: CM0005484

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para VCAM-1 (CD106) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Atua nas vias de adesão leucócito-endotelial e vigilância imunológica. O imunógeno recombinante cobre o domínio extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse VCAM-1/CD106
Observações/Alias	CD106; Vcam-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	7412
ID do Gene	22329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-310 de VCAM-1/CD106 de camundongo (NP_035823.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P29533
Peso da Proteína	38kDa/81kDa
Envio	Bolsa de gelo