

Coelho Anti-Mouse Vista Polymab® Para Fc - Q9D659

Número do item: CM0008310

introdução

Coelho anti-Mouse VISTA PolymAb® validado para citometria de fluxo. Detecta a proteína VISTA de camundongo (34kDa). Um reagente confiável para pesquisas de imunologia e estudos de ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse VISTA PolymAb®
Observações/Apelido	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	64115
GeneID	74048
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-191 do VISTA de camundongo (NP_083008.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9D659
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo