

Coelho Anti-Vista De Camundongo Polymab® Para Fc - Q9D659

Número do item: CM0005267

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a VISTA de camundongo (Dies1/PD-1H). Validado para citometria de fluxo (FC). Útil para estudar a supressão de células T, imunoterapia contra o câncer e doenças autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-VISTA de Camundongo PolymAb®
Observações/Alias	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	64115
GeneID	74048
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-191 de VISTA de camundongo (NP_083008.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9D659
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo