

Polymab® De Coelho Anti-Vista De Rato Para Fc - Q9D659

Número do item: CM0004975

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao VISTA de camundongo (PD-1H). Validado para citometria de fluxo. O VISTA é um receptor inibitório de linfócitos T, tornando este anticorpo ideal para pesquisa em pontos de controle imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PolymAb® de Coelho anti-VISTA de Rato
Observações/Alias	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	64115
ID do Gene	74048
Imunógeno	Proteína recombinante/proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-191 do VISTA de camundongo (NP_083008.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9D659
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo