

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd55 De Camundongo/Humano Para Cf - Q61475

Número do item: CM0007832

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a , direcionado contra CD55 de camundongo/humano (DAF) para citometria de fluxo. Reconhece o fator acelerador da degradação do complemento, ancorado por GPI, 42 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD55 de camundongo/humano
Observações/Apelido	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Espécie	Camundongo
ID do gene (Humano)	1604
ID do gene	13136
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-361 de CD55/DAF de camundongo (NP_034146.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q61475
Peso da proteína	42 kDa
Envio	Gelo reutilizável