

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rato/Humano Cd55 Para Citometria De Fluxo - Q61475

Número do item: CM0009231

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD55/DAF de camundongo e humano. Validado para citometria de fluxo, este regulador de complemento ancorado em GPI de 42 kDa reage com amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Rato/Humano CD55
Observações/Apelidos	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	1604
ID do Gene	13136
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-361 de CD55/DAF de camundongo (NP_034146.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q61475
Peso da Proteína	42KDa
Envio	Bolsa de gelo