

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo/Rato Cd27 Para Fc - P41272

Número do item: CM0012089

introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Camundongo/Rato CD27 para citometria de fluxo. Tem como alvo o CD27 (TNFRSF7), um receptor coestimulatório de ponto de verificação imunológico. Validado em camundongo e rato. Adequado para estudos de células T, células NK e células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo/Rato CD27
Observações/Apelido	S152; Tp55; Tnfrsf7
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	939
GeneID	21940
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-182 do CD27 de camundongo (NP_001028298.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P41272
Peso Proteico	28kDa
Envio	Em saco de gelo