

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo/Rato Cd27 Para Fc - P41272

Número do item: CM0010987

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD27 de camundongo/rato, validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece o antígeno CD27, um receptor coestimulador de ponto de verificação imunológico crucial para a ativação de células T. Peso molecular: 28 kDa. Reatividade de espécies: camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo/Rato CD27
Observações/Apelido	S152; Tp55; Tnfrsf7
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	939
GeneID	21940
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-182 do CD27 de camundongo (NP_001028298.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P41272
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo