

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Murso/Rato Cd27 Para Citometria De Fluxo - P41272

Número do item: CM0004301

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD27 de camundongo/rato, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de ativação de células T e vias de checkpoint imunológico. SWISS: P41272.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Murso/Rato CD27
Observações/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	939
GeneID (Camundongo)	21940
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-182 de CD27 de camundongo (NP_001028298.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P41272
Peso da Proteína	28kDa
Transporte	Bolsa de gelo