

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo/Rato Cd31/Pecam1 Para Fc - Q08481

Número do item: CM0008444

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD31/PECAM1 de camundongo/rato. Validado para citometria de fluxo (FC), reage de forma cruzada com camundongo e rato. Imunógeno: aminoácidos 18-220 do CD31 de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo/Rato CD31/PECAM1
Observações/Apelido	Cd31; Pecam; PECAM-1
Espécie	Camundongo/Rato
GeneID (humano)	5175
GeneID	18613
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-220 do CD31 de camundongo (NP_001292086.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q08481
Peso Proteico	81 kDa
Envio	Em saco de gelo