

Coelho Anti-Camundongo/Rato Cd31/Pecam1 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q08481

Número do item: CM0010748

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD31/PECAM1 conjugado com para citometria de fluxo. Detecta CD31 de camundongo e rato, uma molécula de adesão celular crucial para a migração transendotelial de leucócitos e interações célula-célula endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Camundongo/Rato CD31/PECAM1 mAb
Observações/Apelido	Cd31; Pecam; PECAM-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5175
ID do Gene (Camundongo)	18613
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-220 do CD31 de camundongo (NP_001292086.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q08481
Peso da Proteína	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Envio	Saco de gelo