

Coelho Anti-Camundongo/Rato Cd54 Mab - P13597

Número do item: CM0012803

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD54 (ICAM-1) de camundongo/rato para citometria de fluxo. Detecta uma molécula de adesão celular de 59 kDa crítica para a migração de leucócitos e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Camundongo/Rato CD54 mAb
Observações/Apelido	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3383
ID do Gene	15894
Imunógeno	Proteína Recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-485 do CD54 de camundongo (NP_034623.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P13597
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo