

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo/Rato Cd54 Para Fc - P13597

Número do item: CM0010085

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD54 (ICAM-1) de camundongo/rato, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar adesão leucocitária, inflamação e interações de células imunes. Reage com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo/Rato CD54
Observações/Apêndice	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3383
GeneID	15894
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-485 do CD54 de camundongo (NP_034623.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P13597
Peso Proteico	59kDa
Envio	Em saco de gelo