

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse/Rato Cd54 Para Citometria De Fluxo - P13597

Número do item: CM0008395

introdução

Anticorpo monoclonal anti-mouse/rato CD54 (ICAM-1) conjugado com para citometria de fluxo. Detecta proteína de ~59 kDa, tem reatividade cruzada com camundongos e ratos. Ideal para estudos de adesão de leucócitos e migração transendotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse/Rato CD54
Observações/Apelidos	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3383
ID do Gene (Camundongo)	15894
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-485 da CD54 de camundongo (NP_034623.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P13597
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo