

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Myh7/ β -Mhc Para Wb, If/Icc, Elisa - P12883

Número do item: CM0030330



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MYH7/ β -MHC (Miosina-7). Validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas em músculo cardíaco e esquelético, incluindo estudos de cardiomiopatia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYH7/ β -MHC Rabbit pAb
Observações/Alias	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/ β -MHC
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4625
GeneID	4625
Imunógeno	Peptídeo sintético / Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1700-1800 da MYH7/ β -MHC humana (NP_000248.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12883
Peso da Proteína	223kDa
Envio	Bolsa de gelo