

Coelho Anti-Nhp Igd Mab - Anti-Nhp Igd

Número do item: CM0010799

introdução

Coelho anti-NHP IgD mAb é um anticorpo monoclonal para citometria de fluxo, reativo com IgD de macaco cinomolgo e rhesus. Ideal para pesquisas de imunofenotipagem de primatas não humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-NHP IgD mAb
Espécie	Macaco cinomolgo
Imunógeno	Proteína recombinante da cadeia pesada delta de imunoglobulina de macaco cinomolgo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Cinomolgo, Rhesus
Envio	Saco com gelo