

Mab Anti-Igd De Nhp Coelho - Anticorpo Monoclonal Anti-Igd De Nhp

Número do item: CM0003985

introdução

Anticorpo monoclonal anti-IgD de NHP coelho para citometria de fluxo. Desenvolvido para detecção de imunoglobulina D em macacos cynomolgos e rhesus na pesquisa com primatas não humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb Anti-IgD de NHP coelho
Espécie	Macaco cynomolgo
Imunógeno	Proteína recombinante da cadeia pesada delta da imunoglobulina de macaco cynomolgo
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (CF)
Reatividade Cruzada	Cynomolgo, Rhesus
Transporte	Bolsa de gelo