

Coelho Anti-Nhp Igd Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Nhp Igd

Número do item: CM0003972

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa a imunoglobulina IgD de primata não humano, adequado para citometria de fluxo (FC) com reatividade cruzada para amostras de macaco cinomolgo e macaco rhesus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-NHP IgD mAb
Espécie	Macaco cinomolgo
Imunogénio	Proteína recombinante da cadeia pesada delta de imunoglobulina de macaco cinomolgo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Cinomialgo, Rhesus
Envio	Saco de gelo