


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ogfod1 Para Wb, Elisa - Q8N543

Número do item: CM0018956



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OGfOD1 (TPA1) humano, validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a prolil 3-hidroxilase de 63 kDa envolvida na terminação da tradução e formação de grânulos de estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OGfOD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	TPA1; OGfOD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55239
GeneID	55239
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 da OGfOD1 humana (NP_060703.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N543
Peso Molecular da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo