


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Orc3 Para Wb, Elisa - Q9Ubd5

Número do item: CM0016776



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ORC3 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para investigar a função do complexo de reconhecimento de origem, a iniciação da replicação do DNA e a regulação epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ORC3 Coelho pAb
Observações/Apelido	LAT; ORC3L; LATHEO; ORC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23595
ID do Gene	23595
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do ORC3 humano (NP_036513.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBD5
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de gelo