

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P70 S6 Kinase 2 Para Wb - Q9Ubs0

Número do item: CM0006227

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho detecta a proteína ribossômica S6 quinase beta-2 (p70 S6K2) humana, de camundongo e de rato, uma quinase essencial da via mTOR. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	p70 S6 Kinase 2 Rabbit mAb
Observações/alias	KLS, SRK, S6K2, S6KB, STK14B, S6KI(2), S6Kbeta, p70S6Kb, P70-beta, S6K-beta2, P70-beta-1, P70-beta-2, p70(S6K)-beta, p70 S6 Kinase 2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	6199
ID do gene	6199
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da p70 S6 Kinase 2 humana (Q9UBS0)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9UBS0
Peso da proteína	53 kDa
Envio	Bolsa de gelo