

Coelho Anticorpo Policlonal Anti-Perk Para Wb, Ihc-P, Ifc/Icc, Elisa - Q9Nzj5

Número do item: CM0019889



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PERK humano (EIF2AK3/PEK), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PERK humano, de camundongo e de rato. Uma ferramenta fundamental para pesquisas sobre resposta à proteína desenovelada e sinalização de estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PERK Coelho pAb
Observações/Apelido	PEK; WRS; PERK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9451
GeneID	9451
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 867-1116 do PERK humano (NP_004827.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZJ5
Peso da Proteína	125kDa
Envio	Saco com gelo