

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Suíno Cd138 Para Fc - K7Gnf5

Número do item: CM0009367

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD138 suíno (sindicano-1, proteoglicano de 32 kDa) para citometria de fluxo. Direciona-se ao domínio extracelular (aa 23-250, UniProt K7GNF5).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Suíno CD138
Observações/Alias	SDC1
Espécie	Suíno
ID do Gene (Humano)	6382
ID do Gene	100519770
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 23-250 do CD138 suíno (NP_001230119.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Suíno
SWISS	K7GNF5
Peso da Proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo