

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Suíno Cd27 Para Citometria De Fluxo - L7Qhb1

Número do item: CM0005795

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD27 de suíno para citometria de fluxo. Reconhece o CD27 suíno, um receptor de ponto de verificação imunológico coestimulador. Ideal para estudos de ativação de linfócitos T, memória imunológica e vigilância de linfócitos B.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb Coelho anti-Suíno CD27                                                                                                    |
| Espécie             | Suíno                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 939                                                                                                                           |
| GeneID              | 100520023                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-180 do CD27 de suíno (NP_001265692.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                        |
| Aplicação           | FC (Citometria de Fluxo)                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Suíno                                                                                                                         |
| SWISS               | L7QHB1                                                                                                                        |
| Peso da Proteína    | 27kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                 |