

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Suíno Cd3G - Cd3G

Número do item: CM0011785

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD3G suíno para aplicações em citometria de fluxo. Permite a detecção confiável de CD3G em amostras suínas, sendo adequado para estudos de imunofenotipagem de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Suíno CD3G
Espécie	Suíno
ID do Gene (Humano)	917
ID do Gene	494013
Imunógeno	Proteína recombinante de CD3G suíno
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Suíno
Transporte	Bolsa de gelo