

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd3G De Porco - Cd3G

Número do item: CM0011730

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD3G de porco para citometria de fluxo. Específico para amostras suínas, este anticorpo auxilia na análise de marcadores de superfície de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD3G de Porco
Espécie	Porco
ID do Gene (Humano)	917
ID do Gene	494013
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-120 de CD3G de porco. (NP_001008686.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Porco
Envio	Bolsa de gelo