

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd4 De Suíno - Cd4

Número do item: CM0008585

introdução

Anticorpo monoclonal de Coelho anti-CD4 de Suíno para citometria de fluxo. Validado para amostras de suínos, imunogênio do domínio extracelular do CD4 suíno. Ferramenta confiável para pesquisa de células T em modelos suínos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-CD4 de Suíno
Observações/Apelido	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Suíno
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	404704
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Suíno
Transporte	Em saco de gelo