

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Suíno Cd4 Para Citometria De Fluxo - Cd4

Número do item: CM0007981

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD4 de suíno, desenvolvido para aplicações em citometria de fluxo. Reage especificamente com o CD4 suíno, apoiando a perfilagem de células imunológicas em modelos de pesquisa suínos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Suíno CD4
Observações/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Suíno
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	404704
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-395 do CD4 de suíno (NP_001001908.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Suíno
Envio	Bolsa de gelo