

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Suíno CD8A Para Fc - A0A287A9Y5

Número do item: CM0011303

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a , específico para CD8a de suíno, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a glicoproteína de superfície de linfócitos T envolvida na imunidade adaptativa. Ideal para pesquisa imunológica em suínos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Suíno CD8a
Espécie	Suíno
ID do Gene (Humano)	925
ID do Gene	396627
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-184 de CD8a de suíno (XP_005662451.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Suíno
SWISS	A0A287A9Y5
Peso Molecular	26kDa
Transporte	Bolsa de gelo