

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Porco Cd8A Para Citometria De Fluxo - A0A287A9Y5

Número do item: CM0010808

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-porco CD8a conjugado com , especificamente projetado para citometria de fluxo. Tem como alvo a glicoproteína de superfície de células T CD8a (SWISS: A0A287A9Y5) com um peso molecular previsto de 26kDa. Adequado para detectar células T citotóxicas em amostras suínas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Porco CD8a                                                                                   |
| Espécie             | Porco                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 925                                                                                                                           |
| ID do Gene          | 396627                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-184 do CD8a de porco (XP_005662451.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                        |
| Aplicação           | CF                                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Porco                                                                                                                         |
| SWISS               | A0A287A9Y5                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 26kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                                  |