


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ppbp Para Wb E Elisa - P02775

Número do item: CM0019852



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PPBP humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com PPBP humano (CXCL7), uma quimiocina envolvida na ativação de neutrófilos, defesa antimicrobiana e atividades de fatores de crescimento. Adequado para pesquisa de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPBP Coelho pAb
Observações/Apelido	PPBP; B-TG1; Beta-TG; CTAP-III; CTAP3; CTAPIII; CXCL7; LA-PF4; LDGF; MDGF; NAP-2; PBP; SCYB7; TC1; TC2; TGB; TGB1; THBGB; THBGB1; proteína básica plaquetária
Espécie	Humano
ID do Gene	5473 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-128 do PPBP humano (NP_002695.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02775
Peso Proteico	13kDa
Envio	Bolsa de gelo