

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Puromicina - Puromicina

Número do item: CM0012423

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-puromicina conjugado com para citometria de fluxo (intracelular). Detecção independente da espécie para ensaios de marcação com puromicina. Adequado para uso como matéria-prima de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-puromicina
Observações/Apelido	Puromicina
ID do gene (Humano)	CAS:58-58-2
ID do gene	CAS:58-58-2
Imunógeno	Compostos químicos correspondentes à puromicina
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade cruzada	Independente da espécie
Envio	Gelo reutilizável