

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Puromicina - Puromicina

Número do item: CM0010539

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra puromicina para citometria de fluxo intracelular. Reatividade independente de espécie permite detecção em todos os modelos. Ideal para monitoramento de síntese proteica e ensaios de incorporação de puromicina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal Coelho anti-puromicina
Observações/Apelido	Puromicina
ID do Gene	CAS:58-58-2
Imunógeno	Compostos químicos correspondentes à puromicina
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Transporte	Em saco de gelo