

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Puromicina - Puromicina

Número do item: CM0005708

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-puromicina de alta qualidade para citometria de fluxo (intracelular). Detecção independente de espécie da puromicina. Ideal para pesquisa de síntese proteica e ensaios de incorporação de puromicina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-puromicina
Observações/Apelido	Puromicina
Espécie	Coelho
ID do Gene	CAS:58-58-2
Imunógeno	Compostos químicos correspondentes à puromicina
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Transporte	Saco de gelo