

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ralb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11234

Número do item: CM0028205



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RALB, validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta RALB humano, de rato e de camundongo. Para estudos de apoptose, migração celular e tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RALB Coelho pAb
Observações/Alias	RALB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5899
GeneID	5899
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-206 da RALB humana (NP_002872.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11234
Peso Proteico	23kDa
Transporte	Saco de gelo