

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rato Cd31 Para Citometria De Fluxo - Q3Swt0

Número do item: CM0011228

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD31 de rato, validado para citometria de fluxo. Reconhece uma molécula de adesão de células endoteliais plaquetárias de 76 kDa envolvida na migração transendotelial de leucócitos e na adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Rato CD31
Observações/Apelido	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Espécie	Rato
GeneID (humano)	5175
GeneID	29583
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-585 da CD31 de rato (NP_113779.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q3SWT0
Peso Proteico	76kDa
Envio	Bolsa de gelo