


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd4 De Rato Para Citometria De Fluxo - P05540

Número do item: CM0011475



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra CD4 de rato (clone Ly49/Klra1) validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar biologia de células T, resposta imune e interações de MHC classe II. Adequado para amostras de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD4 de Rato
Observações/Apelido	Ly49; Klra1; Ly49s2
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	24933
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-394 do CD4 de rato (NP_036837.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P05540
Peso Proteico	51 kDa
Envio	Saco de gelo