


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rato Cd4 Para Citometria De Fluxo - P05540

Número do item: CM0007779



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-rato CD4 conjugado com , validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece o CD4 de rato (P05540), um correceptor de células T essencial para estudos de resposta imune. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Rato CD4 mAb
Observações/Apelido	Ly49; KlrA1; Ly49s2
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	24933
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-394 do CD4 de rato (NP_036837.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P05540
Peso da Proteína	51 kDa
Envio	Saco com gelo