

Coelho Anti-Rato Icam-1/Cd54 Anticorpo Monoclonal Para Fc - Q00238

Número do item: CM0011579

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o ICAM-1/CD54 de rato (SWISS: Q00238). Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC), ideal para estudar a adesão de leucócitos e a migração transendotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Rato ICAM-1/CD54 mAb
Observações/Apelido	CD54; ICAM; Icam1
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3383
GeneID	25464
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-493 do ICAM-1/CD54 de rato (NP_037099.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q00238
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo