

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rato Icam-1/Cd54 Para Citometria De Fluxo - Q00238

Número do item: CM0004760

introdução

Anticorpo monoclonal conjugado coelho anti-rato ICAM-1/CD54 para aplicações de citometria de fluxo. Este anticorpo detecta especificamente o CD54 de rato, uma molécula de adesão celular crítica nas interações leucócito-endoteliais e nas respostas imunológicas. Adequado para modelos de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Rato ICAM-1/CD54
Observações/Alias	CD54; ICAM; Icam1
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3383
GeneID	25464
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-493 da ICAM-1/CD54 de rato (NP_037099.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q00238
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo