

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Ifn-Gama De Rato () Para Citometria De Fluxo - P01581

Número do item: CM0008659

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IFN-gama de rato, conjugado com para citometria de fluxo intracelular (FC). Validado para reatividade cruzada com rato, adequado para estudos de resposta imune e pesquisa de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-IFN-gama de rato
Sinônimos	IF2f, IFNG2, IFN gama
Espécie	Rato
ID do gene (humano)	3458
ID do gene	25712
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-156 do IFN-gama de rato (NP_620235.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade cruzada	Rato
SWISS	P01581
Peso da proteína	18 kDa
Condição de transporte	Bolsa de gelo