

Anticorpo Policlonar De Coelho Contra Rps6Ka6 Para Wb, Elisa - Q9Uk32

Número do item: CM0015674



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a RPS6KA6 (RSK4) para WB e ELISA. Esta serina/treonina quinase constitutivamente ativa participa da parada do crescimento celular dependente de p53, adequada para pesquisa em humanos e camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS6KA6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RSK4, RSK-4, p90RSK6, PP90RSK4, S6K-alpha-6, RPS6KA6
Espécie	Humano
ID do Gene	27330
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 646-745 da RPS6KA6 humana (NP_055311.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9UK32
Peso Molecular da Proteína	84kDa
Envio	Bolsa de gelo