

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Shp/Nr0B2 Para Wb E Elisa - Q15466

Número do item: CM0024298



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SHP/NR0B2 humano (SWISS: Q15466). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de receptores nucleares e metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SHP/NR0B2
Observações/Apelido	SHP; SHP1; SHP/NR0B2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8431
ID do Gene	8431
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-124 do SHP/NR0B2 humano (NP_068804.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo,Rato
SWISS	Q15466
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de Gelo